


Anticorpo Policlonal Anti-Ercc6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q03468

Número do item: CM0023563



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ERCC6 humano, validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada em camundongo e rato. Adequado para pesquisa em reparo de DNA e remodelamento de cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERCC6 Coelho pAb
Observações/Apelido	CSB; KKN2; COFS; ARMD5; COFS1; POF11; RAD26; UVSS1; CSB-PGBD3; ERCC6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2074
GeneID	2074
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-800 do ERCC6 humano (NP_000115.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q03468
Peso Proteico	168kDa
Envio	Em saco de gelo