

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ercc6L2 Para Wb E Elisa - Q5T890

Número do item: CM0016165



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a ERCC6L2 (RAD26L). Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano e camundongo. Auxilia na pesquisa de reparo de quebras de dupla fita de DNA e manutenção da cromatina. PM previsto 177 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERCC6L2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HEBO; BMFS2; SR278; RAD26L; C9orf102; ERCC6L2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	375748
GeneID	375748
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1262-1561 do ERCC6L2 humano (NP_064592.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q5T890
Peso Proteico	177kDa
Envio	Saco de gelo