

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ercc8 Para Wb, Elisa - Q13216

Número do item: CM0028887



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ERCC8 (CSA) humano. Validado para Western blotting (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisas sobre reparo de nucleotídeos acoplado à transcrição, síndrome de Cockayne e resposta a danos no DNA. Peso molecular previsto: 44kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ERCC8 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CSA, CKN1, UVSS2, ERCC8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1161
GeneID	1161
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q13216
Peso Molecular da Proteína	44kDa
Envio	Saco de gelo