

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ereg Para Wb, Elisa - O14944

Número do item: CM0024051



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a EREG (proepiregulina) humana para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para aplicações de pesquisa em sinalização por EGFR, câncer e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	EREG Rabbit pAb
Observações/Alias	ER, Ep, EPR, EREG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2069
ID do Gene	2069
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 70-169 da EREG humana (NP_001423.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14944
Peso Proteico	19kDa
Envio	Bolsa de gelo