


Anticorpo Monoclonal Anti-Erf3A/Gspt1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15170

Número do item: CM0012525



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra eRF3A/GSPT1, reativo em Humano e Rato, para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Essencial para terminação da tradução e degradação de mRNA mediada por nonsense.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho eRF3A/GSPT1
Observações/Apêndice	GST1, ETF3A, eRF3a, 551G9.2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2935
GeneID	2935
Imunogénio	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 de eRF3A/GSPT1 (NP_001123479.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P15170
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo