


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Erg Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11308

Número do item: CM0007666



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alto desempenho que visa o ERG humano (SWISS P11308). Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisa oncológica, estudos de regulação da transcrição e desenvolvimento de ensaios de diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERG Rabbit mAb
Observações/Apelido	p55; erg-3; ERG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2078
GeneID	2078
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 379-479 do ERG humano. (NP_891548.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11308
Peso da Proteína	54 kDa
Envio	