

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Erg Para Wb, Elisa - P11308

Número do item: CM0015110



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ERG humano, validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudos de regulação transcricional e pesquisa oncológica. - P11308

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERG Rabbit pAb
Observações/Apelido	p55; erg-3; ERG
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2078
ID do Gene	2078
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do ERG humano (NP_891548.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P11308
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo