

Anticorpo Policlonal Anti-Ergic2 Para Wb - Q96Rq1

Número do item: CM0027843

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ERGIC2 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzado com camundongo. Alvos de proteína de transporte ER-Golgi, 43 kDa. Ideal para pesquisa de tráfego intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERGIC2 Rabbit pAb
Observações/Alias	PTX1; CDA14; Erv41; cd002; ERGIC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51290
ID do Gene	51290
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 55-310 de ERGIC2 humano (NP_057654.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96RQ1
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo