

Anticorpo Policlonal Anti-Erh Para Wb E Elisa - P84090

Número do item: CM0015331



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra ERH humano (homólogo do enhancer of rudimentary), adequado para Western blot (WB) e ELISA. Validado em amostras humanas, detecta uma proteína nuclear de 12 kDa envolvida na regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERH Rabbit pAb
Observações/Apelido	DROER; ERH
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2079
ID do Gene	2079
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 1-104 de ERH humano (NP_004441.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P84090
Peso da Proteína	12 kDa
Envio	Bolsa de gelo