

Anti-Erk1 (Mapk3) Anticorpo Monoclonal Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P27361

Número do item: CM0002329



introdução

Anticorpo monoclonal que visa o ERK1 (MAPK3). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage com ERK1 humano e de rato, 43 kDa. Cinase essencial da cascata MAPK para crescimento celular, adesão, sobrevivência e diferenciação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] ERK1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ERK1; ERT2; ERK-1; PRKM3; P44ERK1; P44MAPK; HS44KDAP; HUMKER1A; p44-ERK1; p44-MAPK; K1
Espécie (Alvo)	Humano
ID do Gene (Humano)	5595
Imunogénio	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ERK1 humano (P27361).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P27361
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco de gelo