


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Erk1/2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28482/P27361

Número do item: CM0010941



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho da CamelBio contra ERK1/2 (MAPK1/3). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização MAPK/ERK no crescimento e diferenciação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERK1/2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	ERK; ERK-2; ERK2; ERT1; MAPK2; P42MAPK; PRKM1; PRKM2; p38; p40; p41; p41mapk; p42-MAPK; 5594/5595; ERK1/2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5594/5595
GeneID	5594/5595
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 180-360 do ERK2 humano (P28482).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28482/P27361
Peso da Proteína	42 kDa/44 kDa
Envio	Saco com gelo