

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Erk2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P28482

Número do item: CM0003267



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o ERK2 (MAPK1). Validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada em humano, camundongo, rato. Ideal para estudar a via de sinalização MAPK/ERK em proliferação, diferenciação e oncogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERK2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5594
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do ERK2/ERK1 humano (P27361/P28482)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P28482
Peso da Proteína	41 kDa
Envio	Saco de gelo