


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Erk2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P28482

Número do item: CM0014390



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KO, direcionado contra ERK2 humano (MAPK1), para uso em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Uma ferramenta essencial para investigações da via MAPK/ERK e da proliferação celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	[Validado por KO] Anticorpo policlonal de coelho anti-ERK2
Observações/aliás	ERK; p38; p40; p41; ERK2; ERT1; NS13; ERK-2; MAPK2; PRKM1; PRKM2; P42MAPK; p41mapk; p42-MAPK; K2
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5594
GeneID	5594
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 da ERK2 humana (NP_002736.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P28482
Peso da proteína	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo