

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Erk5 Para Wb, Elisa - Q13164

Número do item: CM0011501



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ERK5 validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da sinalização MAPK, proliferação celular, diferenciação, apoptose e biologia cardíaca.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra ERK5
Observações/Alias	BMK1, ERK4, ERK5, PRKM7
Espécie	Humana
GeneID	5598
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q13164
Peso da proteína	88 kDa
Transporte	Bolsa de gelo