

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Erk5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13164

Número do item: CM0018899



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ERK5 humano (MAPK7/BMK1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Alvo da via de sinalização MAPK, proliferação celular e diferenciação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERK5 Rabbit pAb
Observações/Alias	BMK1; ERK4; ERK5; PRKM7
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5598
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13164
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo