


## Anticorpo Monoclonal Anti-Erlin-2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 094905

Número do item: CM0002545



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Erlin-2 humano (ERLIN2, SPFH2). Validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em ERAD e metabolismo do colesterol.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Erlin-2 mAb de coelho                                                                                                               |
| Observações/Alias   | NET32; SPFH2; SPG18; C8orf2; Erlin-2                                                                                                |
| Espécie             | Humano                                                                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 11160                                                                                                                               |
| GeneID              | 11160                                                                                                                               |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético   Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 de Erlin-2 humano (094905). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                              |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                            |
| SWISS               | 094905                                                                                                                              |
| Peso da Proteína    | 38kDa                                                                                                                               |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                       |