


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Erlin1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O75477

Número do item: CM0013055



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ERLIN1 humano, adequado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Projetado para apoiar pesquisas sobre degradação associada ao RE e metabolismo do colesterol.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERLIN1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	KE04, KEO4, SPFH1, SPG62, Erlin-1, C10orf69, ERLIN1
Espécie	Humano
GeneID	10613
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 259-348 do ERLIN1 humano (NP_006450.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75477
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de Gelo