

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ermap Para Wb, Elisa - Q96PI5

Número do item: CM0015473

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-ERMAP validado para Western blot e ELISA. Reage com ERMAP humano e de rato, uma proteína de membrana eritróide de 53kDa envolvida na adesão celular e antígeno do grupo sanguíneo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERMAP Rabbit pAb
Observações/Apelido	RD; SC; BTN5; PRO2801; ERMAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	114625
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-155 do ERMAP humano (NP_061008.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q96PL5
Peso Proteico	53kDa
Envio	Bolsa de Gelo