

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Erp19 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O95881

Número do item: CM0006136



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra ERp19 humano (proteína 12 contendo domínio de tiorredoxina), validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para estudar o dobramento de proteínas do RE e a formação de ligações dissulfeto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-ERp19
Observações/Apelidos	AG1; AGR1; ERP16; ERP18; ERP19; TLP19; hAG-1; PDIA16; hTLP19; ERp19
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51060
ID do Gene	51060
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da ERp19 humana (NP_056997.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O95881
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo