

Anti-Erp29 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30040

Número do item: CM0003621



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra ERp29 humano (ERp28/ERp31), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar o dobramento de proteínas do RE e a via secretora.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERp29 Coelho mAb
Observações / Apelido	ERp28; ERp31; PDIA9; PDI-DB; C12orf8; HEL-S-107; ERp29
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10961
GeneID	10961
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-102 do ERp29 humano (P30040).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30040
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo