

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Erp29 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30040

Número do item: CM0028011



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao ERp29 humano (ERp28/ERp31). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de dobramento de proteínas do RE e vias secretoras.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ERp29 Rabbit pAb
Observações/Apelido	ERp28; ERp31; PDIA9; PDI-DB; C12orf8; HEL-S-107; ERp29
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10961
ID do Gene	10961
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-261 do ERp29 humano (NP_006808.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30040
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo