

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Erp44 Para Wb, Elisa - Q9Bs26

Número do item: CM0026870



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho ERP44 validado para WB e ELISA, reativo com humano, camundongo e rato. Útil para o estudo de retenção de proteínas no RE, enovelamento oxidativo e sinalização de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERP44 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PDIA10; TXNDC4; ERP44
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23071
ID do Gene	23071
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 57-406 do ERP44 humano (NP_055866.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BS26
Peso Molecular	47kDa
Envio	Saco de gelo