

Anticorpo Policlonal Anti-Erp57 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30101

Número do item: CM0014488



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ERp57 (PDIA3), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta as proteínas humana, de camundongo e de rato. ERp57 é uma proteína dissulfeto isomerase e um componente do complexo de carregamento de peptídeos do MHC I. Ideal para estudos sobre dobramento de proteínas, regulação redox e imunidade adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERp57 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	P58; ER60; ERp57; ERp60; ERp61; GRP57; GRP58; PI-PLC; HsT17083; HEL-S-269; HEL-S-93n
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2923
GeneID	2923
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 206-505 da ERp57 humana (NP_005304.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, de camundongo, de rato
SWISS	P30101
Peso da Proteína	54 kDa
Transporte	Bolsa de gelo