

Anti-Erp57 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30101

Número do item: CM0005635



introdução

Anti-ERp57 Anticorpo Monoclonal de Coelho de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Tem como alvo a proteína dissulfeto-isomerase A3, uma chaperona chave na apresentação de antígenos MHC I. Ideal para pesquisas de imunologia e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERp57 mAb de Coelho
Observações/Apelido	P58; ER60; ERp57; ERp60; ERp61; GRP57; GRP58; PI-PLC; HsT17083; HEL-S-269; HEL-S-93n
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2923
GeneID	2923
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30101
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco com gelo