


Anti-Ervw-1 (Syncytin-1) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q9Uqf0

Número do item: CM0020549



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o ERVW-1/Syncytin-1 humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Detecta a proteína do envelope retroviral endógeno envolvida na fusão de trofoblastos e na patogênese da esclerose múltipla.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ERVW-1 Rabbit pAb
Observações/Alias	ENV; ENVW; HERVW; ERVWE1; HERV7Q; HERV-7q; HERVWENV; HERV-W-ENV; ERVW-1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	30816
GeneID	30816
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 201-300 do ERVW-1 humano (NP_055405.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UQF0
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo