

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Esam Para Wb, Elisa - Q96Ap7

Número do item: CM0013825

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ESAM humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Ideal para pesquisa em adesão de células endoteliais, biologia de junções e vascular. Peso molecular previsto: 41 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ESAM Rabbit pAb
Observações/Apelido	W117m; ESAM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	90952
GeneID	90952
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-248 do ESAM humano (NP_620411.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96AP7
Peso Proteico	41kDa
Envio	Bolsa de gelo