

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Esd (Esterase D) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P10768

Número do item: CM0028851



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Esterase D humana (S-formilglutathionase, ESD) para Western blot, IHC-P e ELISA. Detecta ESD humana e de camundongo (31kDa) envolvida na desintoxicação de formaldeído.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ESD Coelho pAb
Observações/Apelido	FGH; ESD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2098
GeneID	2098
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-282 da ESD humana (NP_001975.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P10768
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo