

Anticorpo Policlonal Anti-Ese1/Elf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78545

Número do item: CM0026618



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ESE1/ELF3 humano, validado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Adequado para pesquisa de diferenciação de células epiteliais e tumorigênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ESE1/ELF3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ERT; ESX; EPR-1; ESE-1; ESE1/ELF3
Espécie	Humano
ID do Gene	1999
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do ESE1/ELF3 humano (NP_004424.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78545
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco com gelo