

Anticorpo Policlonal Anti-Espn Para Wb, Ihc-P, Elisa - B1Ak53

Número do item: CM0020414

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ESPN humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre perda auditiva, estereocílios e citoesqueleto de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ESPN Rabbit pAb
Observações/Alias	USH1M; DFNB36; LP2654; ESPN
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	83715
GeneID	83715
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 585-854 do ESPN humano (NP_113663.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	B1AK53
Peso Proteico	92kDa
Envio	Saco de gelo