


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Esr α Para Wb, Elisa - P03372

Número do item: CM0015078



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao receptor alfa de estrogênio humano (ESR α , ER- α). Adequado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com ESR α humano e de camundongo. Para uso em pesquisa em estudos de sinalização hormonal, biologia do câncer e desenvolvimento de fármacos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ESR α Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; ESR α
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2099
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência dentro dos aminoácidos 516-595 do ESR α humano (NP_000116.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P03372
Peso da Proteína	66kDa
Envio	Bolsa de gelo