


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Esrra (Err-Alfa) - P11474

Número do item: CM0013524



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho anti-ESRRR confiável para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Detecta ESRRR humano, de camundongo e rato. Apoia estudos de metabolismo energético e receptores nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ESRRR Rabbit pAb
Observações/Alias	ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2101
GeneID	2101
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-76 da ESRRR humana (NP_004442.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P11474
Peso Proteico	46kDa
Transporte	Bolsa de gelo