


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Esrra Para Wb, Elisa - P11474

Número do item: CM0005304



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ESRRR humano (ERRalfa) para aplicações em WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano e camundongo. Ideal para pesquisa em metabolismo energético e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                    |
|---------------------|------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ESRRR Rabbit mAb                         |
| Observações/Apelido | ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalfa; ESRRR |
| Espécie             | Humano                                   |
| GeneID (Humano)     | 2101                                     |
| GeneID              | 2101                                     |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético                       |
| Fonte               | Coelho                                   |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                   |
| Aplicação           | WB, ELISA                                |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                       |
| SWISS               | P11474                                   |
| Peso Proteico       | 46kDa                                    |
| Envio               | Em saco de gelo                          |