


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Esrra Para Wb, If/Icc, Elisa - P11474

Número do item: CM0023990



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o ESRRRA humano (ERR-alpha), um receptor nuclear envolvido no metabolismo energético. Validado para WB, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de regulação transcricional e metabolismo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | ESRRRA pAb de Coelho                                                                                                     |
| Observações/Apelido | ERR1; ERRa; ESRL1; NR3B1; ERRalpha; ESRRRA                                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID              | 2101                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-76 do ESRRRA humano (NP_004442.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | P11474                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 46kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco de gelo                                                                                                             |