


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Esrrg Para Wb, Elisa - P62508

Número do item: CM0005783



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra ESRRG humana (Receptor gama relacionado ao estrogênio), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de receptores nucleares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-ESRRG de Coelho
Observações/Apelidos	ERR3; ERRg; NR3B3; ERRgamma; ERR-gamma; ESRRG
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2104
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da ESRRG humana (P62508).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P62508
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo