


## Anticorpo Policlonar De Coelho Contra Receptor Alfa De Estrogênio (Fosfo S106) Para Wb, If/Icc - P03372

Número do item: CM0001855



### introdução

Anticorpo policlonar de coelho fosfo-específico direcionado ao Receptor alfa de Estrogênio (ESR1) na serina 106. Reage com espécies humanas e de camundongo. Adequado para WB e IF/ICC em pesquisa de biologia do câncer e endocrinologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | Fosfo-ESRα-S106 Coelho pAb                        |
| Observações/Apelidos | ER; ESR; Era; ESRA; ESTRR; NR3A1; Fosfo-ESRα-S106 |
| Espécie              | Humano                                            |
| GeneID (humano)      | 2099                                              |
| GeneID               | 2099                                              |
| Imunógeno            | Peptídeo sintético                                |
| Origem               | Coelho                                            |
| Categoria            | Anticorpos Fosforilados                           |
| Aplicação            | WB, IF/ICC                                        |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo                                |
| SWISS                | P03372                                            |
| Peso da Proteína     | 66kDa                                             |
| Envio                | Bolsa de gelo                                     |