


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Receptor De Estrogênio Beta Para Wb, Elisa - Q92731

Número do item: CM0030239



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o Receptor de Estrogênio beta humano (ER-beta, ESR2). Adequado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Tem como alvo o receptor de hormônio nuclear envolvido na sinalização de estrogênio em tecidos reprodutivos e outros. Ideal para desenvolvimento de ensaios de IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Receptor de Estrogênio beta pAb de Coelho
Observações/Apelido	Erb; ESRB; ODG8; ESTRB; NR3A2; ER-BETA; ESR-BETA; Receptor de Estrogênio beta
Espécie	Humano
ID do Gene	2100
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92731
Peso Proteico	59kDa
Envio	Saco de gelo