

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Esyt1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bsj8

Número do item: CM0017666

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ESYT1 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a sinaptotagmina-1 estendida, uma proteína de ancoragem membrana celular-RE envolvida na sinalização de cálcio e transporte de lipídios. Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ESYT1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	MBC2; FAM62A; ESYT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23344
ID do Gene	23344
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 90-220 do ESYT1 humano (NP_056107.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
Swiss-Prot	Q9BSJ8
Peso Proteico	123kDa
Envio	Saco de gelo