

Anticorpo Policlonais Anti-Etfa Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P13804

Número do item: CM0026840



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a subunidade alfa da flavoproteína de transferência de elétrons humana (ETFA), validado para aplicações WB, IHC-P, IP e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de oxidação mitocondrial de ácidos graxos e pesquisa de acidúria glutárica tipo II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ETFA Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EMA; GA2; MADD; ETFA
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	2108
ID do Gene	2108
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-333 da ETFA humana (NP_000117.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13804
Peso da Proteína	35kDa
Transporte	Saco de gelo