

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Etfa Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P13804

Número do item: CM0010918



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra ETFA, adequado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Tem como alvo a flavoproteína de transferência de elétrons mitocondrial, essencial para a oxidação de ácidos graxos e ligada à acidúria glutárica tipo II.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ETFA Rabbit mAb
Observações/Apelido	EMA; GA2; MADD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2108
GeneID	2108
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-333 do ETFA humano (NP_000117.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13804
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo