

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Etfa [Validado Por Ko] - P13804

Número do item: CM0023696



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ETFA, validado por nocaute. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com ETFA humano, de rato e camundongo. Ideal para pesquisa de oxidação mitocondrial de ácidos graxos e metabolismo de aminoácidos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [Validado por KO] ETFA pAb de Coelho                                                                                     |
| Observações/Apelido | EMA; GA2; MADD; FA                                                                                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (humano)     | 2108                                                                                                                     |
| GeneID              | 2108                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-333 do ETFA humano (NP_000117.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | P13804                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 35kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                          |