

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Etfb Para Wb, If/Icc, Elisa - P38117

Número do item: CM0022550



introdução

Anticorpo policlonal coelho ETFB validado para WB, IF/ICC, ELISA com reatividade em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transferência de elétrons mitocondrial, oxidação de ácidos graxos e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ETFB Coelho pAb
Observações/Apelido	MADD; FP585; ETFB
Espécie	Humano
GeneID	2109
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-230 do ETFB humano (NP_001976.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P38117
Peso Proteico	28kDa
Envio	Bolsa de Gelo