


Anticorpo Policlonal Anti-Ethe1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 095571

Número do item: CM0013427



introdução

O pAb de Coelho ETHE1 detecta ETHE1 humano, de camundongo e de rato. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. ETHE1 é uma perssulfeto dioxigenase mitocondrial essencial para o catabolismo de sulfeto de hidrogênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ETHE1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HSCO; YF13H12; ETHE1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23474
GeneID	23474
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 8-245 do ETHE1 humano (NP_055112.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95571
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco com gelo