

Anticorpo Policlonal Anti-Ets1 Para Wb, If-P, Elisa - P14921

Número do item: CM0015130



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o fator de transcrição humano ETS1, validado para WB, IF-P, ELISA e reativo com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar diferenciação linfóide, angiogênese e regulação de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	ETS1 Rabbit pAb
Observações/Alias	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1; ETS1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2113
GeneID	2113
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 342-441 do ETS1 humano (NP_005229.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14921
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo