


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ets1 Para Wb E Elisa - P14921

Número do item: CM0003657



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado ao ETS1 humano (p54), validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudos de fatores de transcrição, diferenciação de células linfoides e pesquisa de angiogênese. Referência: P14921.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ETS1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2113
GeneID	2113
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do ETS1 humano (P14921).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P14921
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo