

Anticorpo Policlonal Anti-Ets2 Para Wb, Elisa - P15036

Número do item: CM0020622



introdução

O pAb de Coelho anti-ETS2 é um anticorpo policlonal produzido em coelho contra um peptídeo interno do ETS2 humano. Validado para WB e ELISA, apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho anti-ETS2
Observações/Alias	ETS2IT1; ETS2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2114
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 300-400 do ETS2 humano (NP_005230.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P15036
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo