

Anticorpo Policlonal Anti-Ets2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P15036

Número do item: CM0030212



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ETS2 humano, adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação da transcrição e pesquisa sobre câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ETS2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ETS2IT1; ETS2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2114
GeneID	2114
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 76-170 do ETS2 humano (NP_005230.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15036
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco com gelo