

Anticorpo Monoclonal Anti-Etv1 Para Wb, Ip, Elisa, Chip - P50549

Número do item: CM0005177



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao ETV1 humano (ER81), validado para WB, IP, ELISA e ChIP. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de fatores de transcrição e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] ETV1 Rabbit mAb
Observações/Alias	ER81
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2115
GeneID	2115
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do ETV1 humano (NP_004947.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50549
Peso da Proteína	55 kDa
Envio	Bolsa de gelo