


Anticorpo Policlonais Anti-Etv1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50549

Número do item: CM0013512



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ETV1 validado para IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar a regulação transcricional de ETV1, neurodiferenciação e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ETV1 pAb de coelho
Observações/Alias	ER81; ETV1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2115
ID do Gene	2115
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 80-300 da ETV1 humana (NP_004947.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50549
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo