


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Etv1/Er81 Para Wb & Elisa - P50549

Número do item: CM0025109



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para ETV1/ER81 humano. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para estudos de transcrição, diferenciação neuronal e oncogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ETV1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ER81; ETV1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2115
ID do Gene	2115
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 do ETV1 humano (NP_004947.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50549
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo