


Anticorpo Policlonal Anti-Etv4 Para Wb E Elisa - P43268

Número do item: CM0013898



introdução

Anticorpo policlonal de coelho CamelBio contra ETV4 humano (E1AF/PEA3) para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de transcrição e neurogênese, apoiando pesquisas sobre diferenciação de neurônios motores e queratinócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	ETV4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	E1AF; PEA3; E1A-F; PEAS3; ETV4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2118
GeneID	2118
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 79-178 do ETV4 humano (NP_001977.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P43268
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco com gelo